



Velure *S9*
1064 nm

**LE MEILLEUR CHOIX POUR
L'ONYCHOMYCOSE**



LASERING
Medical Laser

Velure **S9** 1064 nm

Le Velure S9 utilise l'énergie laser pour pénétrer l'ongle jusqu'au lit et délivrer la chaleur à la profondeur nécessaire pour l'éradication du champignon.

Dans la majorité des cas, cela se traduit par une réduction de la coloration et de la malformation de l'ongle dès lors qu'il est confirmé que les dermatophytes sont bien la source de l'infection.

TRAITEMENT RAPIDE ET NON TOXIQUE

Jusqu'à présent, l'onychomycose a été traitée avec des thérapies largement inefficaces, toxiques aux effets indésirables qui nécessitent l'administration quotidienne (topique ou orale) d'un antifongique ou la suppression complète de l'ongle pour plus d'efficacité. Aujourd'hui la technologie du laser **Velure S9** offre un traitement très rapide et efficace chez les patients atteints d'onychomycose, sans risque d'effets secondaires liés à la prise de médicaments antifongiques par voie orale.



*Bon PIED
Bon œil !!*



- ❖ Conçu pour une augmentation temporaire de la transparence des ongles chez les patients atteints d'onychomycose
- ❖ Traitement non toxique
- ❖ Sûr et rapide à utiliser
- ❖ Plug and Play. Connecté à l'alimentation électrique, il est immédiatement prêt à l'emploi
- ❖ Simple à utiliser avec la nouvelle Séquence Active d'Impulsion (APS) et le réglage automatique de la largeur d'impulsion
- ❖ Velure S9/1064, la technologie innovante qui augmente vos revenus

SPÉCIFICATIONS DU VELURE S9/1064

Type de laser	Diode
Longueur d'onde	1064 nm
Fluence	5 à 60 J/cm ²
Mode de tir	Unique, Répétitif
APS (Séquence Active d'Impulsion)	100 à 2000 msec
Largeur d'impulsion	Ajustement automatique
Fréquence	10 à 30 Hz
Alimentation électrique	100 - 240 Vac ; 200 VA(Max) 50 - 60 Hz
Dimensions	32 cm (L) x 27 cm (l) x 22 cm (H)
Poids	7 Kg



LASERING S.r.l.

Via Staffette Partigiane, 54 - 41122 Modena, Italy
Tel. + 39 059 450 999
Fax + 39 059 311 096
www.lasering.it | www.lasering-med.com
E-mail: lasering@lasering.it

LASERING USA

2246 Camino Ramon
San Ramon, CA 94583
Phone 866-471-0469
www.laseringusa.com
E-mail: info@laseringusa.com



ISO 9001



ISO 13485



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK



0051

Le laser Velure S9 est conforme à la directive 93/42/CEE